

Código EAN 6947656112739

Modelo JXB-178

Pantalla digital retroiluminada de tres colores:

- verde cuando es inferior a 37.3°C,
- amarillo cuando se encuentra entre 37.4°C - 37.9 °C
- rojo cuando es superior a 38 °C

Diseñado para leer temperaturas dentro de una distancia de 3-5 cm desde la frente

Alarma audible si la temperatura es superior a 38 °C (100.4 °F)

Las temperaturas se pueden mostrar en grados Celsius o Fahrenheit

Tres modos que permiten la medición de temperatura corporal, de la estancia y de cualquier superficie, como el agua del baño

Memoria de 32 mediciones

Apagado automático después de 30 segundos para ahorrar energía



Condición de uso temperatura ambiente	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Resolución de la pantalla de temperatura	0.1 °C (0.1 °F)
Baterías	DC 3V (baterías 2pcs AA no incluidas)
Precisión	0.1 °C
Rango de medición modo cuerpo	32.0 °C ~ 43.0 °C (89.6 °F ~ 109.4 °F)
Rango de medición modo superficial	0 °C ~ 60 °C (32 °F ~ 140 °F)
Rango de medición modo habitación	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Dimensiones producto	155 × 100 × 40 mm
Peso producto	105 g (sin batería)
Unidades caja de origen	50
Dimensiones caja de origen	34.5 x 23.0 x 54.5 cm
Peso caja de origen	8.58 kg