

PEDALIER EJERCITADOR DE BRAZOS Y PIERNAS



Pedalier ejercitador de brazos y piernas. Pedalier con pantalla digital que permite hacer ejercicio diario de piernas y brazos. Ideal para procesos de rehabilitación y mejora de la movilidad de las extremidades de forma cómoda y segura. Gracias a sus prestaciones y su sistema de regulación de resistencia otorga al usuario la facilidad de controlar la forma de realizar el ejercicio a su conveniencia y posibilidades. Muy recomendable para ejercitar la musculatura de sus articulaciones. Su pantalla digital muestra la duración del ejercicio físico que estamos realizando, número de pedaladas por cada sesión por minuto, las pedaladas totales y las calorías quemadas.

Dispone de conteras de caucho antideslizante en las patas para evitar desplazamiento durante el ejercicio y un tornillo central que permite un ajuste de la resistencia gradual y cómoda.

Ref	Ancho (cm)	Fondo (cm)	Altura (cm)	Plegado (cm)	Color estructura	Peso pedalier (kg)	Máx. peso usuario (kg)
ST/P	35	52	26	32	VERDE	2.15	110

