

## SILLA RUEDAS ACERO LIGERO RUEDA PEQUEÑA 300TRA



Silla de ruedas no autopropulsable para transferencia con freno, fabricada en acero ligero pintado, con cruceta simple. Reposabrazos abatible y desmontable fabricado en Poliuretano (PU), asiento y respaldo fabricados en Nylon, acolchado y lavable.

Ruedas delanteras de 20cm y ruedas traseras de 30cm, fabricadas en Poliuretano (PU).

Reposapiés abatible y extraíble con banda para reposar los talones.

Disponible reposapiés elevable acolchado.

| Ref    | Ancho (cm) | Fondo asiento (cm) | Longitud total (cm) | Long. sin reposapié (cm) | Ancho total (cm) | Altura respaldo (cm) | Altura total (cm) | Ancho pleg. (cm) | Altura del asiento (cm) | Rueda delant. (cm) | Rueda trasera (cm) | Color estructura | Peso silla (kg) | Máx. peso (kg) |
|--------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|
| ST1/41 | 41         | 41                 | 101                 | 65                       | 58               | 46                   | 93                | 28               | 50                      | 20x3               | 30                 | Gris             | 15              | 136            |
| ST1/43 | 43         | 41                 | 101                 | 65                       | 61               | 46                   | 93                | 28               | 50                      | 20x3               | 30                 | Gris             | 15              | 136            |
| ST1/46 | 46         | 41                 | 101                 | 65                       | 64               | 46                   | 93                | 28               | 50                      | 20x3               | 30                 | Gris             | 15              | 136            |
| ST1/48 | 48         | 41                 | 101                 | 65                       | 67               | 46                   | 93                | 28               | 50                      | 20x3               | 30                 | Gris             | 15              | 136            |
| ST1/51 | 51         | 41                 | 101                 | 65                       | 70               | 46                   | 93                | 28               | 50                      | 20x3               | 30                 | Gris             | 15              | 136            |

PRODUCTO SANITARIO CLASE I