

SILLA RUEDAS DE ALUMINIO RUEDA PEQUEÑA 300

NO AUTOPROPULSABLE



Silla de ruedas ligera no auto-propulsable fabricada en Aluminio.
Estructura fácilmente plegable.
Ruedas traseras en PU impinchables de 300mm.
Reposabrazos abatible.
Reposapiés regulables en altura, abatibles y desmontables.
Incluyen cincha de seguridad para reposar los pies.
Asiento y respaldo con tapicería acolchada en tejido lavable.
Incluye bolsillo trasero de cortesía.

Ref	Ancho (cm)	Fondo asiento (cm)	Longitud total (cm)	Long. sin reposapié (cm)	Ancho total (cm)	Altura respaldo (cm)	Altura total (cm)	Ancho pleg. (cm)	Altura del asiento (cm)	Rueda delant. (cm)	Rueda trasera (cm)	Color estructura	Peso silla (kg)	Máx. peso usuario (kg)
ST1A/41	41	41	88	65	54	43	90	28	49	20	30.5	Azul	12.5	120
ST1A/43	43	41	88	65	57	43	90	28	49	20	30.5	Azul	12.5	120
ST1A/46	46	41	88	65	60	43	90	28	49	20	30.5	Azul	12.5	120
ST1A/48	48	41	88	65	63	43	90	28	49	20	30.5	Azul	12.5	120
ST1A/51	51	41	88	65	65	43	90	28	49	20	30.5	Azul	12.5	120