

SILLA RUEDAS ACERO LIGERO RUEDA GRANDE 600 AUTOPROPULSABLE



Silla de ruedas autopropulsable con freno, fabricada en acero ligero pintado, con cruceta simple. Reposabrazos abatible y desmontable fabricado en Poliuretano (PU), asiento y respaldo fabricados en Nylon, acolchado y lavable. Ruedas delanteras de 20cm y ruedas traseras de 60cm, fabricadas en Poliuretano (PU) y con radios cromados. Reposapiés abatible y extraíble con banda para reposar los talones. Disponible reposapiés elevable acolchado.

Ref	Ancho (cm)	Fondo asiento (cm)	Longitud total (cm)	Long. sin reposapié (cm)	Ancho total (cm)	Altura respaldo (cm)	Altura total (cm)	Ancho pleg. (cm)	Altura del asiento (cm)	Rueda delant. (cm)	Rueda trasera (cm)	Color estructura	Peso silla (kg)	Máx. peso usuario (kg)
ST2/41	41	41	107	79	60	46	92	28	50	20x3	60	Gris	17.9	136
ST2/43	43	41	107	79	63	46	92	28	50	20x3	60	Gris	17.9	136
ST2/46	46	41	107	79	66	46	92	28	50	20x3	60	Gris	17.9	136
ST2/48	48	41	107	79	69	46	92	28	50	20x3	60	Gris	17.9	136
ST2/51	51	41	107	79	72	46	92	28	50	20x3	60	Gris	17.9	136

PRODUCTO SANITARIO CLASE I

Observaciones: posibilidad de eje Quick Release para extracción rápida de la rueda trasera.