

SILLA RUEDAS DE ALUMINIO RUEDA GRANDE 600



Silla de ruedas ligera auto-propulsable fabricada en Aluminio.
 Estructura fácilmente plegable.
 Ruedas traseras en PU impinchables de 600mm.
 con desmontaje rápido de ruedas “Quick-release” para facilitar el espacio
 en maleteros o almacenaje.
 Reposabrazos abatible.
 Reposapiés regulables en altura, abatibles y desmontables.
 Incluyen cincha de seguridad para reposar los pies.
 Asiento y respaldo con tapicería acolchada en tejido lavable.
 Incluye bolsillo trasero de cortesía.

Ref	Ancho (cm)	Fondo asiento (cm)	Longitud total (cm)	Long. sin reposapié (cm)	Ancho total (cm)	Altura respaldo (cm)	Altura total (cm)	Ancho pleg. (cm)	Altura del asiento (cm)	Rueda delant. (cm)	Rueda trasera (cm)	Color estructura	Peso silla (kg)	Máx. peso usuario (kg)
ST2A/41	41	41	103	79	58	45	91	28	49	20	60	Azul	14	120
ST2A/43	43	41	103	79	60	45	91	28	49	20	60	Azul	14	120
ST2A/46	46	41	103	79	63	45	91	28	49	20	60	Azul	14	120
ST2A/48	48	41	103	79	65	45	91	28	49	20	60	Azul	14	120
ST2A/51	51	41	103	79	68	45	91	28	49	20	60	Azul	14	120

PRODUCTO SANITARIO CLASE I

Observaciones: posibilidad de eje Quick Release para extracción rápida de la rueda trasera.