

## ROLLATOR DESMONTABLE CON FRENOS EN EMPUÑADURA



Modelo: **DESMONT**

Andador con estructura de acero ligero, frenos incorporados en empuñadura, puños regulables en altura y cesta de tela desmontable. Ayuda a personas con movilidad reducida a desplazarse de forma cómoda, segura y estable, además dispone de un asiento con respaldo de malla de algodón transpirable, es desmontable, característica que permite un cómodo traslado y almacenamiento.

| Ref   | Ancho (cm) | Fondo (cm) | Altura (cm) | Ruedas (cm) | Color estructura | Peso Rollator (kg) | Máx. peso usuario (kg) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|------------------------|
| ST8/4 | 55         | 75         | 76-91       | 15          | GRANATE<br>ACERO | 7.8                | 110                    |