

Código Nacional 222362

Código EAN 8436537320892

Modelo HL 158AU-D



Dispositivo médico para la monitorización independiente de la presión arterial.

Icono de aviso para la posición correcta de la medición.

Pantalla LCD que muestra los valores de sístole, diástole, y pulso, con fecha y hora.

Medición de la presión arterial y del pulso totalmente automática y suave en muñecas de 13.5 a 19.5 cm

Ofrece un control adicional a largo plazo mediante 250 memorias totales para 2 usuarios.

Se suministra con una funda rígida de plástico para proteger el dispositivo, que sirve también para apoyar la mano durante la medición, favoreciendo así la posición correcta del brazo.

Método de medición	Oscilométrico
Rango de medida nominal de la presión del manguito	0 ~ 300 mmHg
Rango de determinación	40 ~ 280 mmHg
Rango de medición de la frecuencia cardiaca	40 ~ 199 latidos/minuto
Precisión presión	± 3 mmHg
Precisión pulso	± 5 % Max.
Inflación	Automática (bomba de aire)
Deflación	Válvula de control de liberación automática
Pantalla	De LCD cristal líquido
Fuente de alimentación	2 Pilas alcalinas AAA (LR03)
Entorno de funcionamiento	Presión atmosférica 700hPa ~ 1060 hPa
Entorno de almacenaje	Temperatura: 25 ~ 70°C Humedad: ≤93% R.H.
Peso	78g (pilas excluidas)
Dimensiones	60.2 x 71.5 x 23.5 mm