

Código Nacional 205990
Código EAN 8436537320403
Modelo HL868ZA



Manguito amplio rango



Dispositivo médico para la monitorización independiente de la presión arterial con escala de colores de semáforo que facilita la clasificación de los resultados de la medición.

- .Gran pantalla que muestra los valores de sístole, diástole, pulso, e indicador de arritmia.
- .Con fecha y hora.
- .Memoria interna que almacena 40 resultados de medición, para cada uno de los 3 usuarios.
- .Manguito universal de amplio rango para un perímetro braquial de 23 a 43 cm.
- .Se suministra con una práctica bolsa de almacenamiento, para un transporte fácil y seguro.

Método de medición	Oscilométrico
Rango de medida nominal de la presión del	0 ~ 300 mmHg
Rango de determinación	40 ~ 280 mmHg
Rango de medición de la frecuencia	40 ~ 199 latidos/minuto
Precisión presión	± 3 mmHg
Precisión pulso	± 5 % Max.
Inflación	Automática (bomba de aire)
Deflación	Válvula de control de liberación automática
Pantalla	De cristal líquido
Fuente de alimentación	4 Pilas alcalinas AAA (LR03)
Entorno de funcionamiento	Presión atmosférica 700hPa ~ 1060 hPa
Entorno de almacenaje	Temperatura: 25 ~ 70°C Humedad: ≤93% R.H.
Peso	212g (manguito y pilas excluido)
Dimensiones	134.9 x 104.7 x 52.5 mm
Unidades caja de origen	12
Dimensiones caja de origen	31.5 x 27 x 38 cm
Peso caja de origen	6.74 kg