

Cod. Nacional: 222891

Código EAN 8436537320922



Diseño y material: Están hechas de goma de grado médico, flexibles y de una sola pieza, lo que las hace duraderas y fáciles de manipular. Libres de sustancias nocivas.

Función: Permiten la administración de líquidos para la irrigación y también puede usarse para la succión, como la eliminación de mucosidades nasales.

Indicado Oído/Nariz: Para limpiar las fosas nasales o el canal auditivo.

Material	Goma
Color	Verde
Talla Nº	4
Capacidad aproximada	70 ml
Dimensiones producto	5.4 cm x 11.5 cm
Dimensiones caja unitaria	3.5 cm x 14.5 cm
Unidades caja de origen	62
Dimensiones caja de origen	40*40*41
Peso caja de origen	5k