

REPOSAPIÉS ALUMINIO AJUSTABLE PARA SILLA DE RUEDAS

Ref

Derecho: RC/ST1A/ST2A/002

Izquierdo: RC/ST1A/ST2A/003

Reposapiés para silla de ruedas fabricado en aluminio.

Compatible con silla de ruedas de aluminio ST1A y ST2A.

Soporte de la pierna ajustable para mayor comodidad del usuario.

Reposapiés plegable para facilitar el almacenamiento.

Diseño válido para pie izquierdo y pie derecho.

Acabado en color azul oscuro resistente al uso diario. Peso de 2,05 Kg, ligero y fácil de manipular.

Montaje sencillo para el usuario.



	Derecho (RC/ST1A/ST2A/002)	Izquierdo (RC/ST1A/ST2A/002)
Ancho	22 cm	22 cm
Largo	61 cm	61 cm
Peso	2,05 kg	2,05 kg
Material de la estructura	Aluminio	Aluminio
Material del reposapiés	Plástico ABS	Plástico ABS
Material soporte pierna	Pu foam y PVC	Pu foam y PVC
Color	Azul y Negro	Azul y Negro