

Código Nacional 156601

Código EAN 8436537332130

Modelo CR.W00



Termómetro clínico de galio sin mercurio

Contiene galinstan, una aleación de galio, indio y estaño

Fabricado en vidrio hipoalergénico e impermeable, atóxico para el medio ambiente

De alta precisión y números grandes para hacer más fácil la lectura

Mide la temperatura oral, rectal o axilar en 4 minutos

Con funda protectora

Rango de medida	35.0°C - 42.0°C
Tipo	Termómetro de máxima
Unidad	°C
Resolución	0.1 °C
Escala	1/10°C
Precisión	+0.1°C/-0.15°C
Temperatura ambiente	-15°C - 42°C
Temperatura de almacenaje	-15°C - 42°C
Dimensiones	120 x 8 mm
Unidades caja de origen	300
Dimensiones caja de origen	58.5 x 51 x 20 cm
Peso caja de origen	9 kg