

**Ref**

**Derecho:** RC/ST1/ST2/002

**Izquierdo:** RC/ST1/ST2/003

Reposapiés para silla de ruedas fabricado en acero.

Compatible con silla de ruedas de acero ST1 y ST2.

Sistema con 4 posiciones ajustables para mayor comodidad del usuario.

Reposapiés plegable y abatible para facilitar el almacenamiento.

Diseño válido para pie izquierdo y pie derecho.

Acabado en color negro resistente al uso diario. Peso de 1,63 Kg, ligero y fácil de manipular.

Montaje sencillo con sistema de click



|                           | Derecho (RC/ST1/ST2/002) | Izquierdo (RC/ST1/ST2/002) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Ancho                     | 20 cm                    | 20 cm                      |
| Largo Min                 | 40 cm                    | 40cm                       |
| Largo Max                 | 50 cm                    | 40cm                       |
| Peso                      | 1,63 kg                  | 1,63 kg                    |
| Material de la estructura | Acero                    | Acero                      |
| Material del reposapiés   | Plástico ABS             | Plástico ABS               |
| Material acolchado        | Pu foam y PVC            | Pu foam y PVC              |
| Color                     | Negro y Plata            | Negro y Plata              |