

SILLA ROLLATOR CON FRENOS EMPUÑADURA

PESO: 8,60 Kg.



Silla con estructura de aluminio ligero, frenos incorporados en empuñadura, puños regulables en altura y cesta metálica. Ayuda a personas con movilidad reducida a desplazarse de forma cómoda, segura y estable, además dispone de un asiento, barra-respaldo acolchada y reposapiés para su uso como silla.

| Ref | Ancho (cm) | Fondo (cm) | Altura (cm) | Ruedas (cm) | Color estructura | Peso silla (kg) | Máx. peso usuario (kg) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------------|
| ST8/3 | 52 | 71 | 87-100 | 20 | AZUL | 8.6 | 100 |