

ROLLATOR DESMONTABLE CON FRENOS EN EMPUÑADURA



Modelo: **DESMONT AZUL**

Andador con estructura de acero ligero, frenos incorporados en empuñadura, puños regulables en altura y cesta de tela desmontable. Ayuda a personas con movilidad reducida a desplazarse de forma cómoda, segura y estable, además dispone de un asiento con respaldo acolchado, es desmontable, característica que permite un cómodo traslado y almacenamiento.

Ref	Ancho (cm)	Fondo (cm)	Altura (cm)	Ruedas (cm)	Color estructura	Peso Rollator (kg)	Máx. peso usuario (kg)
ST8/4A	55	68	80-92	15	AZUL ACERO	7.7	110