

ROLLATOR ANATÓMICO DESMONTABLE CON FRENOS



Modelo: **ANATOMIC**

Andador rollator manual con estructura de aluminio ligero, frenos incorporados en empuñadura, puños regulables en altura y cesta de malla traslúcida. Ayuda a personas con movilidad reducida a desplazarse de forma cómoda, segura y estable, además dispone de un asiento de altura ajustable con respaldo de malla de algodón transpirable, es desmontable, característica que permite un cómodo traslado y almacenamiento.

Ref	Ancho (cm)	Fondo (cm)	Altura (cm)	Ruedas (cm)	Color Estructura	Peso Rollator (kg)	Máx. peso usuario (kg)
ST8/5	58	77	82-90	20	GRANATE/ AZUL	8.45	110