

Código Nacional 224670
Código EAN 8436537320953
Modelo HL858A1



Dispositivo médico para la monitorización independiente de la presión arterial con escala de colores rojo, naranja, amarillo y verde que facilita la clasificación de los resultados de la medición.

Con manguito universal de amplio rango

.Gran pantalla que muestra los valores de sístole, diástole, pulso, e indicador de arritmia, excesivo movimiento, fecha y hora.

.Memoria interna que almacena 120 resultados de medición, para cada uno de los 2 usuarios, reemplaza los datos antiguos por los nuevos de forma automática.

.Manguito universal de amplio rango para un perímetro braquial de 23 a 43 cm.

.Se suministra con una práctica bolsa de almacenamiento, para un transporte fácil y seguro.

Método de medición	Oscilométrico
Rango de medida nominal de la presión del	0 ~ 300 mmHg
Rango de determinación	40 ~ 280 mmHg
Rango de medición de la frecuencia cardiaca	40 ~ 199 latidos/minuto
Precisión	Precision 3mmhg y Pulso 5% max
Pantalla	Cristal líquido
Memoria	240 x 2 usuarios
Inflación	Automática (bomba de aire)
Deflación	Válvula de control de liberación automática
Pantalla	Cristal líquido
Fuente de alimentación	4 Pilas alcalinas AAA (LR03) Adaptador CA/CC CC5V 1,2A Opcional
Entorno de funcionamiento	Presión atmosférica 700hPa ~ 1060 hPa
Entorno de almacenaje	Temperatura: 25 ~ 70°C Humedad: ≤93% R.H.
Peso	255g (manguito y pilas excluido)
Dimensiones	140mm x 110mm x 56mm
Unidades caja de origen	12
Dimensiones caja de origen	31.5 x 27,5 x 38 cm
Peso caja de origen	7,13 kg